




Stützentabelle					
Pos.	Anz.	DN	PN	Norm.	Gegenstand
N2	1	400	10	DIN 2576	Mannloch
N3	1	80	16	DIN 2633	LZHAH
N4	1	100	16	DIN 2633	P-Eintritt
N6	1	100	16	DIN 2633	P-Rücklauf
N7	1	80	16	DIN 2633	LI
N8	1	200	10	DIN 2632	GA
N15	1	200	16	DIN 28117	

Oberflächen produktberührt:
Bleche roh, Schweißnahte blechen abgeschliffen nach BN 93
Teil 1 Pt. 3.4 (mittelfein geschliffen Korn 220, Ra max. 0,8 µ)
Gelbzt nach BN 94

Schweissnaehte gebuerstet.
Gebeizt nach BN 94

42.3713-7

Telle mit beschränkter Nachweispflicht nach SVTI 201

				27			
				26			
1	FIRMENSCHILD	Typ MK "B1"	25	1.4301	-		
1	SUPPORT	3x210x125	24	1.4306	0,5		
3	BLECH	6x125x120	23	1.4306	2		
6	BLECH	6x100x154	22	1.4306	2,2		
3	BLECH	6x200x160	21	1.4404	4,6	WAZ 3.1B #	
1	BLECH	8X170X90	20	1.4404	0,5	WAZ 3.1B #	
1	BLECH	10X110X110	19	1.4306	1		
1	BLOCKFLANSCH	DN200 PN16 Ø340/200x40	18	1.4404	19	WAZ 3.1B #	DIN 28117
16	SCHEIBE	M20	17	A2-70	-		DIN 125A
16	Gkt MUTTER	M20	16	A2-70	-	Gest.	DIN 934
16	Gkt SCHRAUBE	M20x90	15	A2-70	-	Gest.	DIN 931
	DICHTUNG	Ø489/406X2	14	GARLICK GYLDON STANDARD		3501 E	
1	BLINDFLANSCH	DN400 PN10	13	1.4404	51,2	WAZ 3.1B	DIN 2527
2	RUND	Ø16X280	12	1.4306	1		
1	BLECH	10x124x140	11	1.4404	14	WAZ 3.1B	
1	FLANSCH	DN400/406 PN10	10	1.4404	28	WAZ 3.1B	DIN 2576
2	RDRH	Ø88,9x3,2x257	9	1.4404	3,5	WAZ 3.1B #	
2	FLANSCH	DN80/88,9 PN16	8	1.4404	7,4	WAZ 3.1B #	DIN 2633
2	RDRH	Ø114,3x4x216	7	1.4404	4,7	WAZ 3.1B #	
2	FLANSCH	DN100/114,3 PN16	6	1.4404	9,4	WAZ 3.1B #	DIN 2633
1	RDRH	Ø219,1x5x136	5	1.4404	4,6	WAZ 3.1B #	
1	FLANSCH	DN200/219,1 PN10	4	1.4404	11,5	WAZ 3.1B #	DIN 2632
1	KLOPPERBODEN	R=D Ø1200x3,5 min.	3	1.4404	60	WAZ 3.1B	
1	KLOEPPERBODEN	R=D Ø1200x 4,1 min	2	1.4404	60	VAZ 3.1B	
1	MANTEL	5x375x1294	1	1.4404	194	VAZ 3.1B	

Stueck	Gegenstand	Pos.	Werkstoff	Kg.	Messl. Modell	Bemerkungen
Stueck No. 1	Comm. No. 20098/4	Datum	1.8.07.1998		☐ PROD	
Pezzi No.	Comm. No.	Data			☐ FAB	
Kunde	Novartis Pharma AG Basel				☐ CQ	
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor ! Per questo documento ci riserviamo tutti i diritti !			Copyright © by METKON SA			
Vorlage 1600 liter Pos. Nr. 370-83			Masstab	Gezeichnet	24.06.98	AC
			Scale	Disegnato		
			1:5	Geprüft	24.06.98	CT
			1:2,5	Controlato		
			%	Ersetzt	Sostituito	
 METKON SA			CH-6855 STABIO		1-9125	Rev. 1

